






PROCESSUS RÉALISATION\Processus 3 - Réaliser le préanalytique

Service :

UF :

Date :

Visa :

Matériel	Référence LABO	Référence Fournisseur	Illustration	Quantité demandée	Quantité délivrée	N° lot(s) délivré(s)
Réipients primaires						
Tube Citrate de sodium bouchon bleu Boîte de 50 tubes	Tube citraté BLEU 3.5 mL	référence 474327 3.5 ml GREINER				
Tube Citrate de sodium bouchon bleu Boîte de 50 tubes	Tube citraté BLEU 2 mL (pédiatrique)	référence 454321 2 ml GREINER				
Tube EDTA bouchon violet Boîte de 50 tubes	Tube EDTA VIOLET 4 mL	référence 474036 4 ml GREINER				
Tube EDTA bouchon violet Boîte de 50 tubes	Tube EDTA VIOLET 2 mL (pédiatrique)	référence 474087 2 ml GREINER				
Tube Héparine de lithium bouchon vert Boîte de 50 tubes	Tube Hépariné VERT 6 mL	référence 456084 6 ml GREINER				
Tube Fluorure de sodium+Oxalate de potassium bouchon gris Boîte de 50 tubes	Tube Fluoré GRIS 4 mL	référence 454062 4 ml GREINER				
Tube Fluorure de sodium+Oxalate de potassium bouchon gris Boîte de 50 tubes	Tube Fluoré GRIS 2 mL (pédiatrique)	référence 454061 2 ml GREINER				
Tube Sérum + gel bouchon rouge & bague jaune Boîte de 50 tubes	Tube sec + gel ROUGE & JAUNE 3.5 mL	référence 454071 GREINER				
Tube Sérum + gel bouchon rouge & bague jaune Boîte de 50 tubes	Tube sec + gel ROUGE & JAUNE 5 mL	référence 456071 GREINER				
Tube sérum bouchon rouge Boîte de 50 tubes	Tube sec ROUGE 4.5 mL	référence 454022 4.5 ml GREINER				
Tube VACUETTE pour oligo éléments Boîte de 50 tubes	Tube BLEU ROI 6 mL	Référence 456080 GREINER				
Tube sans additif (purge) Bouchon blanc Boîte de 50 tubes	Tube Purge BLANC	référence 454088 2 ml GREINER				
Tube VACUTEC pour VS	Tube VS	référence 10602 MENARINI		Nbre d'unité(s) :		

Tube ACTH Bouchon rose	Tube ACTH ROSE	référence 454261 GREINER				
Flacon à urines polypropylène (bouchon rouge) sachet de 100	Flacon ECBU	référence 2162621 Labellians				
Kit de prélèvement d'urines (pot pour le recueil + tube avec borate)	Kit de prélèvement d'urines	références : 724321 455052 Greiner				
Pot à coprologie 150 ml polystyrène (cape rouge) sachet de 50	Pot COPRO	référence PC 160 SRSP Greiner				
Tube 10 ml stérile polystyrène bouchon rouge	Tube stérile 10 mL	référence TC 10S Labellians				
Tubes 5 ml stérile polystyrène bouchon rouge	Tube stérile 5 mL	référence TH5SPS Labellians				
Ecouvillon avec milieu de transport type AMIES liquide x50	Ecouvillon + milieu de transport	référence MAL-ETP Labellians				
Pot à diurèse (2700 ml)	Pot à diurèse 2700 mL	référence F2700CJPB Labellians				
Urine monovette Sachet de 64	Urine monovette	référence 10.252 SARSTEDT		Nbre d'unité(s) :		
Matériel de prélèvement						
Corps de prélèvement Sachet de 250		référence 364815 BD				
Unité de prélèvement sécurisé 21G tubulure 180 mm vert – boîte de 50		référence 451081 GREINER				
Unité de prélèvement sécurisé 23G tubulure 178 mm bleue – boîte de 50		référence 451082 GREINER				
Unité de prélèvement sécurisé 21G tubulure 305 mm verte – boîte de 50		référence 367286 BD				
Unité de prélèvement sécurisé Réservé services Urgences / Pédiatrie et Maternité	25 G Push button - orange boîte de 50	Ref: 450099 GREINER				

Aiguilles BD Eclipse 21G1 vertes boite de 48	référence 368609 BD				
Aiguilles BD Eclipse 22G1 noires boite de 48	référence 368610 BD				
Adaptateur LUER BD boite de 100	référence 367300 BD				
Seringue pour gazométrie Aiguille sécurité boite de 50	Référence 4558 PG Smith Medical		Nbre d'unité(s) :		
Kits					
Kit Hémostase contenant : 1 flacon aérobie, 1 flacon anaérobie Préciser le nombre de kit(s) souhaité(s) ou boîte de 50 (Kit préparé par le laboratoire)	Flacon aérobie : réf 442023		Nbre de kit(s) :		
	Flacon anaérobie : réf 442021				
Flacon pédiatrique	Référence : 442020	 <small>BD BACTEC™ PEDS PLUS</small>	Nbre de flacon(s)		
Sachets de transport					
Sachets de transport de prélèvements transparents incolore, double poche. Paquet de 50	LESS référence 95600 Bio/LESS				
Sachets de transport de prélèvements transparents rouges , double poche. Pour prélèvements urgents Paquet de 50	LESS référence 95600 Bio/ROUTRANS				
Sachets de transport 95kPa Petit format	LESS 95kPa 95600 HPPADB				

EBMD					
Microcuvettes HB201+	HEMOCUE France 402944 DM HE 111736				
Réservé au service oncologie					
Lames	Labellians (Boite de 50 lames)	/			
Portes lames	Commande à l'unité	/			

Bons de demande d'examens					
Bon 1 Hémostase-Hémato-Biochimie Couleur ROSE	ENR_LABO.2014.032				
Bon 2 Séro-Médicaments-Paludisme-Urines Couleur BLEU	ENR_LABO.2014.033				
Bon 3 Biochimie des liquides - Bactério Couleur VERT	ENR_LABO.2014.034				
Bon de demande groupage sanguin, RAI, Coombs direct Couleur SABLE	ENR_LABO.2014.028				
Bon de demande de sérologie-AES Couleur ROSE	ENR_LABO.2014.035				
Bon à 2 volets examens expédiés BLANC/BLEU	ENR_LABO.2014.220				

Dépôt de sang					
Accusé de réception de produit sanguin labile	ENR.STH.09.01				
Carte de contrôle ultime SAFETY CARD AB	Référence : 79069				

Pour information, des tubes spécifiques peuvent être fournis de façon ponctuelle, sur demande :

Examen	Origine du préél.	Milieu de transport	Quantité demandée	Quantité délivrée	N°lot
PCR Grippe/ COVID/ VRS	Respiratoire	Milieu UTM-RT			
PCR Chlamydia trachomatis et Neisseria gonorrhoeae	Oculaire	Milieu de transport Aptima swab (CERBA)			
	Endocol Vaginal (& Vaginal recueillis par les patientes) Urinaire Anal Pharyngé	Milieu Xpert CT-NG Bouchon rose			
PCR Chlamydia pneumoniae et Mycoplasma pneumoniae	ORL Prél respiratoire liquide	Pas de milieu de transport			
	ORL Prél sur écouvillon	Milieu M4RT			
Culture Mycoplasmes urogénitaux (M.hominis, ureaplasma surtout)	Urinaire	Pot stérile			
	Génital	Milieu de transport A3			
PCR et culture HERPES	Prélèvements cutanés, muqueux	Milieu UTM-RT ou M4RT			
PCR Coqueluche/ Bordetella pertussis	Respiratoire	Milieu M4RT			
PCR Papillomavirus HPV génitaux	Génital	Abott Cervi Collet Specimen Collect Kit			

Demande spécifique, autre matériel :

Cadre réservé au laboratoire

Bon de commande réceptionné le : ___/___/___

Commande préparée le : ___/___/___ par :

Commande délivrée le : ___/___/___