

PROCESSUS RÉALISATION/Processus 3 - Réaliser le préanalytique

➤ Ordre des tubes recommandé **pour les prélèvements veineux**

Bilan avec hémocultures + tubes		Bilan ponction veineuse franche (technique à privilégier si possible)		Bilan ponction à l'épicrânienne sécurisée (systèmes de prélèvement avec tubulures)	
1	 Hémocultures Flacon aérobie puis anaérobie	1	 Coagulation Citrate de sodium 3,5 ml	1	 <b>IMPERATIF</b> Tube de purge*
2	 Coagulation		 Tube pédiatrique Citrate de sodium 2 ml	2	 Coagulation

Autres tubes		
ROUGE		Sérum 4,5 ml
JAUNE		Sérum + gel 4ml, 5ml
VERT		Héparine de lithium 6 ml
VIOLET		EDTA 4 ml
		EDTA Tube pédiatrique 2 ml
GRIS		Fluorure de sodium/ EDTA 4 mL
AUTRES (VS...)		

\* tube de purge = tube sans additif à bouchon blanc, à ne pas remplir totalement

- Ordre des tubes recommandé **pour les prélèvements capillaires ( PEDIATRIE)**

**1-Microtube EDTA**



**2- Microtube SERUM**



La version informatique fait foi