

PROCESSUS RÉALISATION\Processus 3 - Réaliser le préanalytique














Service :











UF :


Date :

Visa :

Matériel	Référence LABO	Référence Fournisseur	Illustration	Quantité demandée	Quantité délivrée	N° lot(s) délivré(s)
Récipients primaires						
Tube Citrate de sodium bouchon bleu Boite de 50 tubes	Tube citaté BLEU 3.5 mL	référence 474327 3.5 ml GREINER				
Tube Citrate de sodium bouchon bleu Boite de 50 tubes	Tube citaté BLEU 2 mL (pédiatrique)	référence 454321 2 ml GREINER				
Tube EDTA bouchon violet Boite de 50 tubes	Tube EDTA VIOLET 4 mL	référence 474036 4 ml GREINER				
Tube EDTA bouchon violet Boite de 50 tubes	Tube EDTA VIOLET 2 mL (pédiatrique)	référence 474087 2 ml GREINER				
Tube Héparine de lithium bouchon vert Boite de 50 tubes	Tube Hépariné VERT 6 mL	référence 476084 6 ml GREINER				
Tube Fluorure de sodium+Oxalate de potassium bouchon gris Boite de 50 tubes	Tube Fluoré GRIS 4 mL	référence 454062 4 ml GREINER				
Tube Fluorure de sodium+Oxalate de potassium bouchon gris Boite de 50 tubes	Tube Fluoré GRIS 2 mL (pédiatrique)	référence 454061 2 ml GREINER				
Tube Sérum + gel bouchon jaune Boite de 50 tubes	Tube sec + gel JAUNE 4 mL	référence 474214 4 ml GREINER				
Tube Sérum + gel bouchon jaune Boite de 50 tubes	Tube sec + gel JAUNE 5 mL	référence 476010 5 ml GREINER				
Tube sérum bouchon rouge Boite de 50 tubes	Tube sec ROUGE 4.5 mL	référence 474027 4.5 ml GREINER				
Tube sans additif (purge) Bouchon blanc Boite de 50 tubes	Tube Purge BLANC	référence 454088 2 ml GREINER				
Tube VACUTEC pour VS	Tube VS	référence 10602 MENARINI		Nbre d'unité(s) :		

Tube ACTH Bouchon rose	Tube ACTH ROSE	référence 454261 GREINER				
Flacon à urines polypropylène (bouchon rouge) sachet de 100	Flacon ECBU	référence 2162621 VWR				
Kit de prélèvement d'urines (pot pour le recueil + tube avec borate)	Kit de prélèvement d'urines	références : 724310 455052				
Pot à coprologie 150 ml polystyrène (cape rouge) sachet de 50	Pot COPRO	référence PC 150 VS CML				
Tube 10 ml stérile polystyrène bouchon rouge	Tube stérile 10 mL	référence TC 10S CML				
Tubes 5 ml stérile polystyrène bouchon rouge	Tube stérile 5 mL	référence TH5SPS CML				
Ecouvillon avec milieu de transport type AMIES liquide x50	Ecouvillon + milieu de transport	référence MAL-ETP CML				
Pot HLM	Pot HLM	référence LC502NJKG CML				
Pot à diurèse (2700 ml)	Pot à diurèse 2700 mL	référence F2700CJPB CML				
Urine monovette Sachet de 64	Urine monovette	référence 10.252 SARSTEDT		Nbre d'unité(s) :		
Matériel de prélèvement						
Corps de prélèvement Sachet de 250		référence 364815 BD				
Unité de prélèvement sécurisé 21G tubulure 178 mm vert – boîte de 50		référence 367282 BD				
Unité de prélèvement sécurisé 23G tubulure 178 mm bleue – boîte de 50		référence 367284 BD				
Unité de prélèvement sécurisé 21G tubulure 305 mm verte – boîte de 50		référence 367286 BD				

Aiguilles BD Eclipse 21G1 vertes boite de 48	référence 368609 BD				
Aiguilles BD Eclipse 22G1 noires boite de 48	référence 368610 BD				
Adaptateur LUER BD boite de 100	référence 367300 BD				
Seringue pour gazométrie Aiguille sécurité boite de 50	Référence 4558 PG Smith Medical		Nbre d'unité(s) :		
Kits					
Kit Hémoculture contenant : 1 flacon aérobie, 1 flacon anaérobie Préciser le nombre de kit(s) souhaité(s) ou boîte de 50 (Kit préparé par le laboratoire)	Flacon aérobie : réf 442023		Nbre de kit(s) :		
	Flacon anaérobie : réf 442021				
Flacon pédiatrique	Référence : 442020	 BD BACTEC™ PEDS PLUS	Nbre de flacon(s)		
Kit Quantiferon	référence 622222 Qiagen				
Sachets de transport					
Sachets de transport de prélèvements transparents incolore, double poche. Paquet de 50	LESS référence 95600 Bio/LESS				
Sachets de transport de prélèvements transparents rouges , double poche. Pour prélèvements urgents Paquet de 50	LESS référence 95600 Bio/ROUTRANS				
Sachets de transport réservés aux prélèvements microbiologiques <u>acheminés par la route</u>	LESS 95kPa 95600 HPPADB				

EBMD				
Microcuvettes HB201+	HEMOCUE France 402944 DM HE 111716			
Bons de demande d'examens				
Bon 1 Hémostase-Hémato-Biochimie Couleur ROSE	ENR_LABO.2014.032			
Bon 2 Séro-Médicaments-Parasito-Urines Couleur BLEU	ENR_LABO.2014.033			
Bon 3 Biochimie des liquides - Bactério Couleur VERT	ENR_LABO.2014.034			
Bon 4 Parasito-Mycologie (hors paludisme) Couleur ORANGE	ENR_LABO.2017.084			
Bon de demande groupage sanguin, RAI, Coombs direct Couleur SABLE	ENR_LABO.2014.028			
Bon de demande de sérologie-AES Couleur ROSE	ENR_LABO.2014.035			
Bon de demande de myélogramme Couleur JAUNE	ENR_LABO.2014.036			
Bon à 2 volets examens expédiés BLANC/BLEU	ENR_LABO.2014.220			
Dépôt de sang				
Accusé de réception de produit sanguin labile	ENR.STH.09.01			
Carte de contrôle ultime SAFETY CARD AB	Référence : 79069			

Pour information, des tubes spécifiques peuvent être fournis de façon ponctuelle, sur demande :

Milieu de transport, prélèvement HERPES
Milieu de transport pour PCR <i>Chlamydiae trachomatis</i> et <i>Neisseria gonorrhoeae</i>
Milieu de transport pour cultures <i>Chlamydiae trachomatis</i> , <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>Mycoplasma pneumoniae</i> et PCR Coqueluche
Kit pour PCR Grippe
Milieu de transport Portagerm
Milieu de transport Portagerm pylori
Milieu de transport TGV / AER (Gonocoques)
Tube ACD-B
Tube polypropylène pour LCR, Protéines TAU, Phospho TAU, maladies neurodégénératives
Tube pour le dosage de sérotonine plasmatique et/ou plaquettaire, catécholamines
Tube apoprotinine
CHOCSAC : kit pour l'exploration in vitro d'un choc anaphylactique ou anaphylactoïde

Demande spécifique, autre matériel :

Cadre réservé au laboratoire

Bon de commande réceptionné le : ___/___/___

Commande préparée le : ___/___/___ par :

Commande délivrée le : ___/___/___